



BLUE LION
LIFESTYLE



BLUE LION
LIFESTYLE

KOSEY

**RUG MASSAGEKUSSEN - MASSEUR DE DOS - SHIATSU BACK
MASSAGER - RÜCKEN-MASSAGEKISSEN**



Gebruiksaanwijzing
Manuel de l' Utilisateur
User Guide
Gebrauchsanleitung



KOSEY



Inhoud

Maak kennis met Kosey.....	3
Veiligheidsinstructies.....	4
Onderdelen & specificaties.....	5
Gebruiksaanwijsties.....	6
Instructies afstandsbediening.....	7
Zorg en onderhoud.....	8
Garantie & contact.....	8
Recyclen.....	8
Digitale versie van deze handleiding.....	27



Indice

Rencontrer Kosey.....	9
Consignes de sécurité.....	10
Pièces & spécifications.....	11
Comment utiliser.....	12
Mode d'emploi de la télécommande.....	13
Entretien et maintenance.....	14
Garantie & contact.....	14
Contribuez à l'environnement.....	14
Version numérique de ce manuel.....	27



Index

Meet Kosey.....	15
Safety instructions.....	16
Parts & technical details.....	17
How to use.....	18
Controller instructions.....	19
Care and maintenance	20
Warranty & contact.....	20
Recycling.....	20
Digital version of this manual.....	27



Inhalt

Treffen sie Kosey.....	21
Sicherheitshinweise.....	22
Teile und Spezifikationen.....	23
Gebrauchsanweisungen.....	24
Anweisungen für die Fernbedienung.....	25
Pflege und Wartung.....	26
Garantie und Kontak.....	26
Recyclen.....	26
Digitale Version dieser Bedienungsanleitung.....	27





Gefeliciteerd!

Jij mag trots zijn dat je in jezelf hebt geïnvesteerd met de aankoop van jouw nieuwe persoonlijke rug masseur. Wanneer je dagelijks hard aan het werk bent, moet je ook goed voor je lichaam zorgen. In deze handleiding lees je hoe je op een veilige manier je rug goed los kunt laten masseren, zodat jij er daarna weer flink tegenaan kunt!



Over jouw nieuwe persoonlijke rug masseur: Kosey

Steeds meer mensen krijgen last van hun rug en het vele zitten helpt daar niet bij. Jouw nieuwe Blue Lion Rug-massagekussen maakt daar verandering in. Zijn naam is Kosey en het is zijn missie om jou te helpen om je fysieke gezondheid te verbeteren. Met zijn vier grote massagekoppen masseert hij jouw rug los in drie verschillende zones:

- Gehele rug
- Bovenrug
- Onderrug

Kosey masseert jou in de zone die jij geselecteerd hebt. Omdat veel mensen vooral last hebben van hun onderrug en tussen hun schouderbladen, masseert hij hier extra diep. Heb je een specifiek plekje waar je rugspieren erg stijf zijn en waar je nadrukkelijk gemasseerd wilt worden? Als je met de afstandsbediening op de spot-knop drukt, dan focust hij zijn massage op één plek en met de pijltjes naast de spot-knop kun je hem handmatig iets omhoog of omlaag sturen. Je kunt zelf de massage intensiteit bepalen met de afstandsbediening en door jouw massagekussen mét of zonder beschermingscover te gebruiken. Eventueel kun je nog een extra handdoek of deken eroverheen leggen, of een dikke trui aantrekken als je de massage meer wilt verzachten. Het zitvlak heeft een trilfunctie met drie verschillende intensiteiten, zodat je kunt genieten van die 'goede vibes'. Gebruik jouw rug-massagekussen op de bank, in de stoel of in de auto. Maak je spieren los vóór een workout, bevorder je herstel na een blessure, stimuleer je doorbloeding tijdens het werk op kantoor, of geniet van een ontspannende massage na een lange werkdag. Hoe je hem ook gebruikt, wij hopen dat je er net zo enthousiast over bent als wij zelf zijn!

Voordat je begint...

Op de volgende pagina lees je de veiligheidsinstructies. We begrijpen dat je enthousiast bent en jouw massagekussen meteen wilt gebruiken. Om zowel jouw tijd als papier te besparen, hebben we het zo kort mogelijk gehouden.





Waarschuwing

Onzorgvuldig gebruik van het rug-massagekussen kan mogelijk leiden tot persoonlijk letsel en schade aan het apparaat of de omgeving. Lees de veiligheidsinstructies goed door om op de lange termijn te kunnen blijven genieten van jouw rug-massagekussen.

Veiligheidsinstructies

1. Dit massagekussen is *niet* geschikt voor dieren of gebruik tijdens het autorijden (gebruik alleen in een stilstaande auto)
2. Gebruik het kussen pas nadat je een arts of specialist hebt geraadpleegd als:
 - je zwanger bent;
 - je een pacemaker hebt;
 - je kunstgewrichten of implantaten hebt;
 - je intense pijn ervaart tijdens de massage of een van de volgende fysieke gezondheidsaandoening hebt: hittegevoeligheid, bloedsomloop problemen, spataders, kneuzingen, spier- of weefselontstekingen en open wonden.
3. Haal altijd de stekker uit het stopcontact na gebruik.
4. Pak jouw massagekussen vast aan het kussen: niet tillen of trekken aan de kabel.
5. Voorkom dat het kussen nat wordt en pak het alleen vast met droge handen.
6. Gebruik enkel de originele, door de fabrikant geleverde adapters en stroomkabel;
7. Houd jouw massagekussen en zijn stroomvoorzieningen weg van warmtebronnen, licht ontvlambare stoffen, damp, vloeistoffen, of scherpe objecten.
8. Controleer voor gebruik of er geen knopen of beschadigingen in de kabel zitten.
9. Zorg voor toezicht van een volwassene wanneer een kind, bejaard of gehandicapt persoon het rug-massagekussen gebruikt.
10. Reinig met een zachte absorberende doek zonder reinigingsmiddelen (zie p.8).
11. Voor jouw eigen veiligheid mogen de onderdelen alleen worden vervangen door professioneel/geautoriseerd onderhoudspersoneel.
12. Stuur het massagekussen naar een professioneel servicecentrum voor reparatie en onderhoud.
13. Leg de kabel zodanig neer dat er niemand over kan struikelen.
14. Dit rug-massagekussen is bedoeld voor gebruik binnenshuis.
15. Dit rug-massagekussen is bedoeld voor privégebruik.
16. Bewaar alle onderdelen en het verpakkingsmateriaal buiten bereik van kinderen.

Belangrijk om te weten:

De garantie vervalt als deze veiligheidsinstructies niet worden nageleefd of wanneer het rug-massagekussen voor andere doelen wordt gebruikt dan hierboven beschreven staan. De leverancier kan in deze gevallen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade.





Wat zit er in de doos?



1x Blue Lion Kosey-1 Rug-massagekussen



1x Afstandsbediening



1x 12 V Stekker



1x 12 V Auto adapter



1x Gebruiksaanwijzing

Specificaties

Merk	Blue Lion
Model	Kosey-1
Voedingsspanning	100-240 V - 50/60 Hz
Stroomvoorziening	12V 1,5 A
Vermogen	18 W
Timer	15 minuten
Afmetingen	104 x 46 cm
Gewicht	3.9 Kg
Lengte stroomkabel	280 cm
Lengte auto adapterkabel	180 cm
Testrapporten en certificeringen	CE, RoHS, LVD, EMC, ERP



RoHS



Wist je dat...

Het massagekussen is vernoemd naar een mix van het Engelse woord 'cozy' (betekent knus) en een Afrikaanse naam 'Kosey', die 'leeuw' betekent.





8 Stappen naar jouw perfecte massage

- 1 Zet jouw rug-massagekussen op de stoel of bank waarin jij gemasseerd wilt worden.
- 2 Gebruik de elastische banden aan de achterkant van het rugvlak om jouw massagekussen aan de stoel te bevestigen.
- 3 Sluit de adapterkabel aan op de kabel die aan het kussen zit (onder aan de kant van de buidel).


Kussen kabel




Adapterkabel

- 4 Steek de stekker in het stopcontact.
- 5 Zet jouw rug-massagekussen aan met de afstandsbediening en kies jouw favoriete zone en stand (zie volgende pagina voor de bedieningsinstructies).
- 6 Kies jouw favoriete massage-intensiteit.
 - Te intens? gebruik de beschermcover voor een zachtere massage.
 - Niet hard genoeg? verwijder de afneembare beschermcover voor een intensere massage en verhoog de massage intensiteit met de afstandsbediening.


Is de massage intensiteit op de laagste stand met beschermingscover nog steeds te hoog? gebruik dan een extra handdoek of dekentje en trek een lekkere dikke hoodie of trui aan.



Beschermingscover



Extra handdoek/
dekentje



Extra zitkussen

- 7 Gebruik eventueel een zitkussen om de hoogte van je rug ten opzichte van het massagekussen te verhogen.
- 8 Stop de afstandsbediening in de buidel aan de rechter zijkant van het zitvlak en geniet van de massage!





Instructies afstandsbediening

Massage zones

Selecteer het deel van je rug waar je gemasseerd wil worden:

Full back = Gehele rug
Upper back = Bovenrug
Lower back = Onderrug

Vibratie intensiteit


Activeer vibratie in het zitgedeelte:

L= Laag
M= Medium
H= Hoog

Massage intensiteit

Verander de massage-intensiteit:

L= Laag
H= Hoog



Spot massage

Druk op 'Spot' om Kosey op een specifieke plek te laten masseren. Met de pijltjes stuur je hem omhoog of omlaag.

Verwarming

Activeer de verwarming in de massagekoppen. (perfect voor na een zware training)

Demo

Korte demonstratie van alle verschillende functies. De lampjes die knipperen geven aan welke functies geactiveerd zijn. Schakelt automatisch uit na afronding.

Power

Zet jouw massagekussen aan of uit.



Na 15 minuten schakelt het rug-massagekussen automatisch uit. Wil je dat Kosey doorgaat met masseren? Druk opnieuw op de Power-knop.





Zorg en onderhoud

Zorg goed voor Kosey, dan zorgt hij goed voor jou. Door onzorgvuldig onderhoud kan zijn levensduur verkorten en de garantie komen te vervallen. Zo houd je Kosey schoon:

1. Haal de stekker uit het stopcontact.
2. Gebruik een absorberende (licht vochtige) doek om het massagekussen af te nemen.
3. Maak het massagekussen meteen daarna droog.
4. Gebruik het kussen pas weer als het helemaal droog is.



✓ Service & Garantie

Omdat wij met veel vertrouwen voor de kwaliteit van ons rug-massagekussen staan, bieden wij twee jaar lang garantie voor defecten als gevolg van materiaal- of productiefouten. Bewaar het aankoopbewijs en deze handleiding goed om hier gebruik van te kunnen maken.

Let op: de garantie geldt alleen indien de gebruiker de instructies uit deze handleiding zorgvuldig heeft opgevolgd. De garantie geldt niet bij schade veroorzaakt door onzorgvuldig gebruik of slijtage. Lees de uitgebreide garantievoorwaarden op onze website voor meer informatie.

Contact

Heb je vragen, opmerkingen of wil je gewoon iets met ons delen?

Je kunt ons appen, bellen of mailen.

Wij staan voor jou paraat en voorzien je graag van goede raad.



help@bluelionlifestyle.nl



085-0604658



www.bluelionlifestyle.nl



Help de natuur met groeien

We hopen dat je jarenlang plezier hebt van jouw persoonlijke masseur. Is hij na een lange plezierige tijd toch aan het eind van zijn levensduur gekomen?

Breng het dat niet zomaar naar de vuilnisbelt,

maar lever hem in bij een recycle-inzamelingspunt en wees een held!

Is er geen inleverpunt bij jou in de buurt?

Dan vergoeden wij (een deel van) de verzendkosten als je hem naar ons opstuurt.

Door het recyclen van het karton, plastic en de apparatuur,

leveren we samen een bijdrage aan schonere leefomgeving en groei van de natuur!

Deel je foto's, video's of verhalen met ons!

Tag ons @bluelionlifestyle en we delen jouw post met onze volgers zodat jullie elkaar kunnen inspireren.





Super !

Vous pouvez être fière d'avoir investi en vous et votre santé à l'achat de votre nouveau masseur personnel du dos. Lorsque vous travaillez dur tous les jours, vous devez également prendre soin de votre corps. Dans ce manuel, vous pouvez lire comment vous pouvez donner à votre dos un massage agréable et lâche en toute sécurité par le coussin de massage Blue Lion Kosey, afin que vous puissiez vous retourner travailler en pleine forme !

À propos de votre nouveau masseur personnel: Kosey

Kosey est le nom de votre coussin de massage du dos Blue Lion et sa mission est de vous aider à améliorer votre santé physique. Il dispose de quatre grandes têtes de massage avec lesquelles il peut masser votre dos dans trois zones différentes :

1. Dos entier
2. Haut du dos
3. Bas du dos

Kosey vous masse dans la zone que vous avez sélectionnée. Parce que beaucoup de gens souffrent principalement du bas du dos et entre les omoplates, il masse très profondément ici. Avez-vous un endroit précis où vous souhaitez vous faire masser ? Si vous appuyez sur le bouton spot de la télécommande, il continuera à masser à un endroit fixe et avec les flèches, vous pourrez l'envoyer un peu vers le haut ou vers le bas. Vous pouvez déterminer vous-même l'intensité du massage en utilisant votre coussin de massage avec ou sans housse de protection. Vous pouvez également mettre une serviette supplémentaire dessus ou mettre un pull épais si vous voulez le rendre moins intensif. Vous pouvez également choisir des mouvements rapides ou lents avec la télécommande. Le siège a une fonction de vibration avec trois intensités différentes. Utilisez votre coussin de massage du dos sur le canapé, dans le fauteuil ou dans la voiture. Détendez vos muscles avant une séance d'entraînement, favorisez la récupération après une blessure, stimulez votre circulation lorsque vous travaillez au bureau ou profitez d'un massage relaxant après une longue journée de travail. Quelle que soit la façon dont vous choisirez de l'utiliser, nous espérons que vous êtes aussi enthousiasmé par le coussin de massage que nous !

Avant de commencer...

Nous comprenons que vous êtes excité et que vous souhaitez utiliser votre coussin de massage tout de suite. Pour vous faire gagner du temps et économiser du papier, nous l'avons fait aussi court que possible.





Attention

Une mauvaise utilisation du coussin de massage peut entraîner des blessures corporelles et endommager l'appareil ou l'environnement du lieu d'utilisation. Veuillez lire attentivement les consignes de sécurité afin de pouvoir continuer à profiter du coussin de massage le plus longtemps possible.

Consignes de sécurité

1. Cet appareil ne convient pas aux animaux ou en conduisant (utilisation uniquement dans une voiture à l'arrêt)
2. N'utilisez l'appareil qu'après avoir consulté un médecin ou un spécialiste si :
 - vous êtes enceinte ;
 - vous avez un stimulateur cardiaque ;
 - vous avez des articulations artificielles ou des implants ;
 - vous ressentez douleur intense pendant le massage ou avez l'un des problèmes de santé physique suivants : sensibilité à la chaleur, problèmes de circulation sanguine, varices, ecchymoses, inflammation musculaire et plaies ouvertes.
3. Retirez toujours la fiche de la prise après utilisation.
4. Saisissez votre appareil par l'appareil lui-même: ne tirez pas le câble.
5. Évitez de mouiller l'appareil et ne le saisissez qu'avec des mains sèches.
6. Utilisez uniquement les adaptateurs et le câble d'alimentation d'origine fournis.
7. Gardez votre coussin de massage et ses alimentations électriques à l'abri des sources de chaleur, de substances hautement inflammables, de vapeurs, de liquides ou d'objets tranchants.
8. Avant utilisation, vérifiez qu'il n'y a pas de nœuds ou de dommages dans le câble.
9. Assurez la surveillance d'un adulte lorsqu'un enfant, une personne âgée ou une personne handicapée utilise l'appareil de massage.
10. Nettoyer avec un chiffon doux absorbant sans détergent (voir p.8).
11. Pour votre propre sécurité, les pièces ne doivent être remplacées que par de personnel de service professionnel/autorisé.
12. Envoyez l'appareil à un centre de service pour la réparation et l'entretien.
13. Veillez à poser le câble de manière à ce que personne ne puisse trébucher dessus.
14. Utilisez votre coussin de massage uniquement à l'intérieur.
15. Ce produit est destiné à un usage personnel.
16. Gardez toutes les pièces et tous les matériaux d'emballage hors de la portée des enfants.

Important à savoir :

La garantie est annulée si ces consignes de sécurité ne sont pas respectées ou si le coussin de massage du dos est utilisé à d'autres fins que celles décrites ci-dessus. Le fournisseur ne peut être tenu responsable des dommages dans ces cas.





Qu'y a-t-il dans la boîte?



1x Coussin de massage du dos Blue Lion Kosey-1



1x Télécommande



1x 12 V adaptateur



1x 12 V adaptateur auto (allume cigare)



1x Manuel de l'Utilisateur

Specifications

Marque	Blue Lion
Modèle	Kosey-1
Alimentation électrique	100-240 V - 50/60 Hz
Source de courant	12 V 1,5 A
Puissance	18 W
Timer	15 minutes
Dimensions	104 x 46 cm
Poids	3.9 Kg
Longueur du câble d'alimentation	280 cm
Longueur du câble de la voiture	180 cm
rapports d'essais et certifications	CE, RoHS, LVD, EMC, ERP



RoHS



Le saviez vous...

Le coussin de massage doit son nom à un mélange du mot anglais "cozy" (signifie confortable) et d'un nom africain signifiant "lion" : Kosey.






8 étapes pour un massage parfait

- 1 Placez le coussin de massage Blue Lion Kosey sur une chaise ou un canapé où vous souhaitez être massé.
- 2 Utilisez les sangles élastiques à l'arrière du dossier pour le fixer à la chaise.
- 3 Connectez le câble adaptateur au câble attaché au coussin (en bas à gauche du dos plat).


Câble coussin



câble adaptateur


- 4 Branchez-le dans la prise.
- 5 Allumez le massage sur chaise avec la télécommande et choisissez votre zone et votre réglage préférés (voir page suivante).
- 6 Choisissez votre intensité de massage préférée
 - Trop fort? utilisez la housse de protection amovible pour un massage plus doux
 - Pas assez fort? retirez la housse de protection amovible pour un massage plus intense.

Si l'intensité du massage est encore trop forte au réglage le plus bas avec la housse de protection, utilisez alors une serviette ou une couverture supplémentaire, et mettez un chandail à capuchon ou un chandail épais.




Housse de protection

**Serviette /
couverture
supplémentaire**



Coussin réhausseur



- 7 Si nécessaire, utilisez un coussin réhausseur pour modifier la hauteur de votre dos.
- 8 Placez la télécommande dans la pochette située sur le côté droit du siège et profitez du massage!





Mode d'emploi de la télécommande

Zones de massage

Sélectionnez la partie de votre dos que vous souhaitez masser :

Full back = dos entier

Upper back = haut du dos

Lower back = bas du dos

Vibration

Activez les vibrations dans le siège :

L= Faible

M= Moyen


H= Élevé

Intensité

Modifiez l'intensité du massage:

L= bas

H= haut



Spot massage

Appuyez sur 'Spot' et Kosey vous massera à un endroit précis. Utilisez les flèches pour déplacer Kosey vers le haut ou vers le bas.

Chaleur

Activez la fonction de chaleur dans les boules de massages. (parfait pour après une séance d'entraînement intense).

Demo

Brève démonstration des différentes fonctions. Les voyants clignotants indiquent quelles fonctions sont activées. S'éteint automatiquement après avoir terminé.

Power

Activez ou désactivez le coussin de massage.



Après 15 minutes, le coussin s'éteint automatiquement. Voulez-vous que le Kosey prolonge le massage? Appuyez à nouveau sur le bouton marche.





Entretien et maintenance

Prenez bien soin de Kosey et il prendra bien soin de vous. Un entretien négligent peut raccourcir sa durée de vie et annuler la garantie. Comment garder Kosey propre :

1. Débranchez le cordon d'alimentation de la prise électrique.
2. Utilisez un chiffon absorbant (légèrement humide).
3. Séchez le coussin immédiatement après.
4. Ne pas réutilisez le coussin tant qu'il n'est pas complètement sec.



✓ Service & Garantie

Parce que nous avons une grande confiance dans la qualité de notre oreiller de massage du dos Kosey, nous offrons une garantie de deux ans contre les défauts dus à des défauts de matériaux ou de fabrication. Veuillez conserver la preuve d'achat et ce manuel pour toute référence ultérieure.

Remarque: Veuillez noter que la garantie ne couvre pas les dommages causés par une utilisation ou une réparation inappropriée ainsi que l'usure. Lisez les conditions de garantie prolongée sur notre site Web pour plus d'informations.

Contact

Avez-vous des questions, des commentaires ou des réclamations ? Veuillez nous contacter et nous vous aiderons dans les plus brefs délais. Vous pouvez nous joindre par e-mail, téléphone ou sur WhatsApp. Vous pouvez également nous joindre via le formulaire de contact de notre site web.



help@bluelionlifestyle.nl



085-0604658



www.bluelionlifestyle.nl



Contribuez à l'environnement

Après une longue utilisation plaisante, le produit a atteint sa fin de vie? Remettez-le à un point de collecte pour le recycler au lieu de le jeter avec les ordures. De cette façon, nous pouvons tous contribuer à un environnement plus propre !

Partagez vos photos, vidéos et histoires avec nous !

Taguez-nous @bluelionlifestyle et nous partagerons votre publication avec les autres afin que vous puissiez vous inspirer les uns les autres.





Congratulations!

You must be proud that you have invested in yourself and your physical health. When you are working hard every day, you also need to take good care of your body. In this user guide you can read how you can safely give your back a nice and loose massage by your new personal back masseur, so that you can get after it again!



About your new personal back masseur: Kosey

Your new back massager, called Kosey, solves a problem that many people face these days. More and more people are experiencing problems with their backs and sitting a lot does not help. Until now. It is Kosey's mission to help you improve your physical health. Put him in your favorite seat and experience a deep massage from the four big massage heads that loosen up your back muscles in three different zones:

1. Full back
2. Upper back
3. Lower back

Kosey massages you in the zone you have selected. Because many people mainly suffer from pain in their lower back and around their shoulderblades, he massages extra deeply in these areas. Do you have a specific spot where you want to be massaged? If you press the 'spot' button on the remote control, he will focus his massage on a specific place and you can manually guide him up or down with the arrows. You can determine the massage intensity with the remote control and by using your massage cushion with or without a protective cover. You can also put an extra towel over it or put on a thick sweater if you want to make it even less intense. The seat has a vibration option with three different intensities so you can enjoy those 'good vibes'.

Use your back massage cushion on the couch, in the chair or in the car. Loosen your muscles before a workout, promote recovery after an injury, stimulate your circulation while working in the office, or enjoy a relaxing massage after a long day at work. However you choose to use it, we hope you're as excited about it as we are!

Before you start...

Read the safety instructions on the next page. We understand that you are excited and want to use your massage cushion right away, so we have kept it as short as possible to save your time and also save paper.





Warning

Careless use of the massage cushion can potentially cause personal injury and damage to the device or the environment. Read the safety instructions carefully to continue to enjoy your back massage cushion in the long term.

Safety instructions

1. This device is not suitable for animals or use while driving (only use in a stationary car)
2. Only use your your back massager after consulting a doctor or specialist if:
 - you are pregnant;
 - you have a pacemaker;
 - you have artificial joints or implants;
 - you experience intense pain during the massage or have physical health conditions such as: heat sensitivity, blood circulation problems, varicose veins, bruises, muscle or tissue inflammation, injuries and open wounds.
3. Unplug the massager after every use.
4. Grab and carry your back massager by itself: do not lift or pull on the cable.
5. Avoid your back massager from getting wet and only handle it with dry hands.
6. Only use the original adapters and power cable supplied by the manufacturer.
7. Keep your back massager and its power supplies away from heat sources, highly inflammable substances, vapour, liquids or sharp objects.
8. Before use, check if the cables are free from knots, twists or damage.
9. Provide adult supervision when a child, elderly or disabled person uses the back massager.
10. Clean with a soft absorbent cloth without detergents (see p.8).
11. For your own safety, parts should only be replaced by professional / authorized service personnel.
12. Send the device to a professional service center for repair and maintenance.
13. Lay the cable carefully so that no one can trip over it.
14. Your back massager is intended for indoor use.
15. Your back massager is intended for private use.
16. Keep all parts and packaging materials out of the reach of children.

Important to know:

The warranty is void if these safety instructions are not observed or if the back massager is used for purposes other than those described above. The supplier cannot be held liable for damage in these cases.





What's in the box?



1x Blue Lion Kosey-1 Shiatsu back massager



1x Remote control



1x 12 V Home adapter



1x 12 V Car adapter



1x User guide

Technical details

Brand	Blue Lion
Model	Kosey-1
Voltage Supply	100-240 V - 50/60 Hz
Power Supply Unit	12 V 1,5 A
Power Consumption	18 W
Timer	15 minutes
Dimensions	40.9 x 18.1 inch
Weight	8.6 lbs
Power cable length	110.2 inch
Car adapter cable length	70.9 inch
Test reports and certifications	CE, RoHS, LVD, EMC, ERP



RoHS



Did you know...

The massage cushion is named after a mix of the word 'cozy' and an African name 'Kosey', which means: Lion






8 Steps to your perfect massage experience

- 1 Place your Blue Lion back massager on your favorite chair or sofa.
- 2 Use the elastic straps on the back of your massager to attach it to the chair for extra support.
- 3 Connect the adapter cable to the cable attached to the cushion as shown in the picture below:



- 4 Plug the home adapter into an electric outlet.
- 5 Turn on your back massager with the remote control and choose your favorite zone and mode (see controller instructions on next page).
- 6 Choose your preferred massage intensity.
 - Too intense? Use the detachable protection cover for a gentler massage.
 - Not intense enough? Remove the detachable protection cover for a more intense massage.

Is the massage at the lowest intensity with the protection cover still too intense? You can use an extra towel or blanket or put on a nice thick hoodie to make it more soothing.



- 7 If necessary, use a seat cushion to adjust the height of your back.
- 8 Put the remote control in the pouch on the right side of the seat and enjoy your personalized massage!





Controller instructions

Massage zones

Where do you want to be massaged?

- Full back
- Upper back
- Lower back

Select your favorite massage zone.

Vibration


Activate vibration in the seat:

- L= low
- M= Medium
- H= High

Intensity

Select your favorite massage-intensity:

- L= Low
- H= High



Spot massage

Press 'Spot' to keep Kosey massage that specific spot. Use the arrows to manually guide him up or down.

Heat

Activate the heating in the massage heads. (perfect for after a hard workout).

Demo

Quick demonstration of all different functions. The flashing lights indicate the active functions. The back massager automatically turns off after completion.

Power

Switch your back-massager on or off.



Kosey will automatically turn off after 15 minutes.

Do you want Kosey to continue massaging? Press the power button again.





Cleaning

Take good care of Kosey and he will take good care of you. Careless maintenance can shorten its life and void the warranty. This is how to keep Kosey clean:

1. Unplug the massage cushion.
2. Use a soft absorbent (slightly damp) cloth.
3. Immediately dry your back-massager cushion afterwards.
4. Only use your massager again until he is completely dry.



✓ Service & Warranty

We believe in the quality of our Kosey-1 back-massager with great confidence, so we offer you a two year warranty against defects due to material or manufacturing defects. Please keep your proof of purchase and this manual safe in case you need it.

Note: The warranty only applies if the user has carefully followed the instructions in this manual. The warranty does not apply to damage caused by improper/careless use, or wear and tear. Read the extended warranty conditions on our website for more information.

Contact

Do you have any questions, comments or just want to share something with us? You can call or mail us and send us a WhatsApp message too. Whatever it is, we are here for you.



help@bluelionlifestyle.nl



085-0604658



www.bluelionlifestyle.nl



Help nature grow

We hope you enjoy Kosey's massages for many years to come. Has your back-massager reached the end of its life after a long enjoyable time?

Don't just take it to the dump, but hand it in at a recycle collection point and be a hero! By recycling the cardboard, plastic and equipment, together we can contribute to the growth of nature and a cleaner living environment.

Share your photos, video's and stories about your back-massager with us!

Tag us @bluelionlifestyle and we'll share your post with our followers so you can help and inspire each other.





Gut gemacht!

Du darfst stolz darauf sein, dass du mit dem Kauf deines neuen persönlichen Rückenmassierers in dich selbst investiert hast. Wenn du täglich hart arbeitest, solltest du auch gut für deinen Körper sorgen. In dieser Anleitung erfährst du, wie du deinen Rücken auf sichere Weise gründlich massieren lassen kannst, damit du danach wieder mit voller Energie durchstarten kannst.



Über deinen neuen persönlichen Rückenmassierer: Kosey

Immer mehr Menschen bekommen Rückenbeschwerden, und das viele Sitzen trägt nicht dazu bei. Dein neues Blue Lion Rücken-Massagekissen bringt darin Veränderung. Sein Name ist Kosey und es ist seine Mission, dir dabei zu helfen, deine körperliche Gesundheit zu verbessern. Mit seinen vier großen Massageköpfen lockert er deinen Rücken in drei verschiedenen Zonen:

- Ganzer Rücken
- Oberer Rücken
- Unterer Rücken

Kosey massiert dich in der Zone, die du ausgewählt hast. Da viele Menschen besonders unter Beschwerden im unteren Rücken und zwischen den Schulterblättern leiden, massiert er diese Bereiche extra tief. Hast du eine bestimmte Stelle, an der deine Rückenmuskulatur besonders verspannt ist und die gezielt massiert werden soll? Wenn du auf der Fernbedienung die Spot-Taste drückst, fokussiert er die Massage auf einen Punkt. Mit den Pfeiltasten neben der Spot-Taste kannst du ihn manuell etwas nach oben oder unten bewegen.

Du kannst die Massageintensität selbst mit der Fernbedienung bestimmen sowie durch die Nutzung deines Massagekissens mit oder ohne Schutzbezug. Optional kannst du auch ein zusätzliches Handtuch oder eine Decke darüberlegen oder einen dicken Pullover anziehen, wenn du die Massage etwas sanfter gestalten möchtest. Die Sitzfläche verfügt über eine Vibrationsfunktion mit drei verschiedenen Intensitäten, sodass du diese „good vibes“ genießen kannst. Verwende dein Rücken-Massagekissen auf dem Sofa, auf dem Stuhl oder im Auto. Lockere deine Muskeln vor dem Workout, fördere die Regeneration nach einer Verletzung, rege die Durchblutung während der Büroarbeit an oder genieße eine entspannende Massage nach einem langen Arbeitstag.

Wie auch immer du es nutzt: Wir hoffen, dass du genauso begeistert davon bist wie wir selbst!





Warnung

Unsachgemäßer Gebrauch deines Rücken-Massagekissens kann möglicherweise zu Personenschäden sowie zu Schäden am Gerät oder an der Umgebung führen. Lies die Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um langfristig Freude an deinem Rücken-Massagekissen zu haben.

Sicherheitsanweisungen

1. Dieses Massagekissen ist nicht für Tiere geeignet und darf nicht während der Fahrt verwendet werden (nur in einem stehenden Auto benutzen).
2. Konsultiere deinen Arzt, wenn:
 - du schwanger bist;
 - du einen Herzschrittmacher hast;
 - du künstliche Gelenke oder Implantate hast;
 - du während der Massage starke Schmerzen verspürst oder an einer der folgenden gesundheitlichen Beschwerden leidest: Hitzeempfindlichkeit, Durchblutungsstörungen, Krampfadern, Prellungen, Muskel- oder Gewebeentzündungen sowie offenen Wunden.
3. Ziehe nach der Benutzung immer den Netzstecker aus der Steckdose.
4. Nicht am Kabel anheben oder ziehen.
5. Vermeide, dass das Kissen nass wird, und fasse es nur mit trockenen Händen an.
6. Verwende ausschließlich die originalen, vom Hersteller gelieferten Stromkabel.
7. Halte dein Massagekissen und die Stromversorgung fern von Wärmequellen, leicht entzündlichen Stoffen, Dampf, Flüssigkeiten oder scharfen Gegenständen.
8. Halte das Kabel frei von Knoten und Beschädigungen
9. Sorge für die Aufsicht eines Erwachsenen, wenn ein Kind, eine ältere oder eine körperlich eingeschränkte Person das Rücken-Massagekissen benutzt.
10. Reinige das Kissen mit einem weichen, saugfähigen Tuch ohne Reinigungsmittel.
11. Zu deiner eigenen Sicherheit dürfen Teile nur von professionellem bzw. autorisiertem Servicepersonal ersetzt werden.
12. Sende das Massagekissen für Reparaturen an ein professionelles Servicezentrum.
13. Verlege das Kabel so, dass niemand darüber stolpern kann.
14. Dieses Rücken-Massagekissen ist für den Gebrauch in Innenräumen bestimmt.
15. Bewahre alle Teile und das Verpackungsmaterial außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Wichtig zu wissen:

Die Garantie erlischt, wenn diese Sicherheitsanweisungen nicht eingehalten werden. In diesen Fällen kann der Lieferant nicht für Schäden haftbar gemacht werden.





Was ist in der box?



1x Blue Lion Kosey-1 Rückenmassagekissen



1x Fernbedienung



1x 12 V Stecker



1x 12 V Auto adapter



1x Gebrauchsanweisung

Spezifikationen

Marke	Blue Lion
Modell	Kosey-1
Betriebsspannung	100-240 V - 50/60 Hz
Stromversorgung	12V 1,5 A
Leistung	18 W
Timer	15 minuten
Abmessungen	104 x 46 cm
Gewicht	3.9 Kg
Kabellänge	280 cm
Kabellänge des Auto-Adapters	180 cm
Prüfberichte und Zertifizierungen	CE, RoHS, LVD, EMC, ERP



RoHS



Wusstest du, dass ...

Dein Massagekissen ist nach einer Kombination aus dem englischen Wort „cozy“ (bedeutet gemütlich) und dem afrikanischen Namen „Kosey“ benannt, der „Löwe“ bedeutet.





8 Schritte zu deiner perfekten Massage

- 1 Platziere dein Rücken-Massagekissen auf dem Stuhl oder Sofa, auf dem du massiert werden möchtest.
- 2 Verwende die elastischen Bänder auf der Rückseite der Rückenfläche, um dein Massagekissen am Stuhl zu befestigen.
- 3 Schließe das Adapterkabel an das Kabel an, das am Kissen befestigt ist (unterhalb an der Seite der Tasche).


Kissenkabel




Adapterkabel

- 4 Stecke den Stecker in die Steckdose.
- 5 Schalte dein Rücken-Massagekissen mit der Fernbedienung ein und wähle deine bevorzugte Zone und Einstellung (siehe nächste Seite für die Bedienungsanweisungen).
- 6 Wähle deine bevorzugte Massageintensität.


Ist die Massageintensität selbst auf der niedrigsten Stufe mit Schutzbezug noch zu hoch? Verwende dann ein zusätzliches Handtuch oder eine Decke und ziehe einen angenehm dicken Hoodie oder Pullover an.



**Zusätzliches
Handtuch /
Decke**



**Zusätzliches
Sitzkissen**



- 7 Verwende bei Bedarf ein Sitzkissen, um die Höhe deines Rückens im Verhältnis zum Massagekissen zu erhöhen.
- 8 Stecke die Fernbedienung in die Tasche an der rechten Seite der Sitzfläche und genieße die Massage!





Anweisungen für die Fernbedienung

Massagezonen

Wähle die Zone aus, in der du massiert werden möchtest:

Full back: gesamter Rücken
Upper back: oberer Rücken
Lower back: unterer Rücken

Vibrationsintensität


Aktiviere die Vibrationsfunktion im Sitzbereich:

L = Niedrig
M = Mittel
H = Hoch

Massageintensität

Ändere die Massageintensität:

L = Niedrig
H = Hoch



Punktmassage

Drücke auf „Spot“, um Kosey an einer bestimmten Stelle massieren zu lassen.

Mit den Pfeiltasten kannst du ihn nach oben oder unten bewegen.

Wärmefunktion

Aktiviere die Wärmefunktion in den Massageköpfen.
(perfekt nach einem intensiven Training)

Demo

Kurze Demonstration aller verschiedenen Funktionen. Die blinkenden Kontrollleuchten zeigen an, welche Funktionen aktiviert sind. Schaltet sich nach Abschluss automatisch aus.

Power

Schalte dein Massagekissen ein/aus.



Nach 15 Minuten schaltet sich das Rücken-Massagekissen automatisch aus. Möchtest du, dass Kosey weiter massiert? Drücke erneut die Power-Taste.





Pflege und Wartung

Sorge gut für Kosey, dann sorgt er gut für dich. Unsachgemäße Pflege kann seine Lebensdauer verkürzen und zum Erlöschen der Garantie führen. So hältst du Kosey sauber:

1. Ziehe den Stecker aus der Steckdose.
2. Verwende ein saugfähiges, leicht feuchtes Tuch, um das Massagekissen abzuwischen.
3. Trockne das Massagekissen anschließend sofort ab.
4. Verwende das Kissen erst wieder, wenn es vollständig trocken ist.



✓ Service und Garantie

Da wir volles Vertrauen in die Qualität unseres Rücken-Massagekissens haben, bieten wir eine zweijährige Garantie auf Defekte infolge von Material- oder Herstellungsfehlern. Bewahre den Kaufbeleg und diese Bedienungsanleitung sorgfältig auf, um die Garantie in Anspruch nehmen zu können.

Achtung: Die Garantie gilt nur, wenn der Benutzer die Anweisungen in dieser Anleitung sorgfältig befolgt hat. Die Garantie erstreckt sich nicht auf Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder normale Abnutzung verursacht wurden. Lies für weitere Informationen die ausführlichen Garantiebedingungen auf unserer Website.

Kontakt

Hast du Fragen, Anmerkungen oder möchtest du einfach etwas mit uns teilen?

Du kannst uns per WhatsApp, telefonisch oder per E-Mail kontaktieren.

Wir sind für dich da und beraten dich gerne.



help@bluelionlifestyle.nl



085-0604658



www.bluelionlifestyle.nl



Hilf der Natur

Wir hoffen, dass du viele Jahre Freude an deinem persönlichen Masseur hast. Ist er nach einer langen, schönen Zeit dennoch am Ende seiner Lebensdauer angekommen?

Bring ihn dann bitte nicht einfach auf die Mülldeponie, sondern gib ihn bei einer Recycling-Sammelstelle ab und sei ein Held!

Durch das Recycling von Karton, Kunststoff und Geräten leisten wir gemeinsam einen Beitrag zu einer saubereren Umwelt und zum Wachstum der Natur!

Teile deine Fotos, Videos oder Geschichten mit uns!

Tag uns mit @bluelionlifestyle und wir teilen deinen Beitrag mit unseren Followern, damit ihr euch gegenseitig inspirieren könnt.





Download hier je digitale versie van deze handleiding

Téléchargez la version numérique de ce manuel ici

Download your digital version of this manual here

Lade die digitale Version dieser Bedienungsanleitung herunter



KRIJG NU JAAR ÉXTRA GARANTIE OP JOUW RUG MASSAGEKUSSEN



Deel jouw ervaring met jouw Rugmassagekussen in een review en verdien een jaar éxtra garantie. Dat betekent dus **2 jaar garantie** in plaats van 1!

Het enige wat je hoeft te doen is de QR code links te scannen en jouw eigen mening te delen.





BLUE LION
LIFESTYLE



BLUE LION
LIFESTYLE

Blue Lion Lifestyle
De Smidse 21
6931KJ Westervoort
The Netherlands
www.bluelionlifestyle.nl



KOSEY

© 2026 Blue Lion Lifestyle

